

Prije rukovanja lećama uvijek operite i osušite ruke.
Nemojte rabiti ako pakiranje nije hermetički zatvoreno.
Kontaktnie leće ne smiju se dijeti.

UMETANJE LEĆA
Prije utemjanja provjerite da leće nije izkrnuta (okrenuta nagnako).
Postavite na kažprst kako proveriti oblik (Fig. 1, Fig. 2).
Dritje donji kapak prema dolje pomozu srednjeg prsta.
Kažprstom druge ruke podignite gornji kapak.

Stavite leću u oko (Fig. 3).
Ponovite postupak za drugo oko.

UKLANJANJE LEĆA
Razvojite kapke srednjim prstom objektiva.
Pogledajte prema gore te kažprstom donje ruke povucite leću po površini oka te je izvadite
palcem i kažprstom (Fig. 4).
Ponovite postupak za drugo oko.

DEZINFKECIJA/NAMAKANJE
Leće koje se nose učinkovito i dezinficiraju strogo poštujući upute na bočici s otvorom ili uputu oftalmologa.
Pažnja: dnevne leće za jednodnevnu uporabu predviđene su za odbacivanje nakon jedne uporabe.
Ako su vše leće predviđene za jednodnevno nošenje, nakon čega se odbacuju, NEMOJTE ih nositi više puta.
Dnevne leće za jednodnevnu uporabu nisu predviđene za čišćenje, dezinficiranje i višekratno nošenje.
Dnevne leće za jednodnevnu uporabu koje se rabe više puta mogu se ozetiti te vas izložiti potencijalnoj riziku infekcije oka i drugih poteškoća povezanih s održavanjem leća i njihovim rukovanjem.

AKO SE LEĆE OSUŠE
Ponovo ih navlažite otopinom za dezinfekciju, namakanje ili ispiranje, a zatim sljedeće
upute u prethodnom odjeljku Dezinfekcija/Namakanje.

MJERE OPREZA
Vas oftalmolog prepričut će režim nošenja, čišćenja i zamjene za sve veste leće.
Striktno postujte te preporuke.
Ako imate nedoumica, zatražite savjet oftalmologa.
Ako nosite leće za produljenje nošenja, uljepite ih i odbacite većer prije nego što je potrebno zamijeniti te umetnute nove leće sljedeći dan. Leće koje se nose više puta takom svakog uklanjanja očistite i dezinficirajte prema uputama.
Ako oči postanu crvene ili se pojave iticaja, bol ili nečekivane promjene vidi, odmah uljepite leće i posavjetujte se s oftalmologom.
Pazite da leće ne zapriješte šminkom, sprejivima ili nošenjem u prisutnosti starih par, dima i sl.
Ostereće, onečišćene ili izgubljene leće odmah zamijenite.
Uzbijepite nošenje dugog tijekom ispod kojih se mogu nakupiti bakterije te oštetići oko ili leće.
Izrgbeno oko podložno je infekcijama.
Leće držite izvan dohvata djece.
Leće rabite dok se bavite vodenim sportovima samo ako nosite vodonepropusne načinice.

UPOROZENJA
NEMOJTE: spavati s lećama, osim ako je vaš oftalmolog uputio da je to sigurno.
NEMOJTE nositi leće izvan razdoblja koje je prepričao oftalmolog.
NEMOJTE rabiti proizvode za kućanstvo (npr. sredstva za dezinfekciju) na lećama.
NEMOJTE nositi leće ako abite kapi za oči (osim ako to prepričuje liječnik).
NEMOJTE vlažiti leće slinom.
NEMOJTE spirati leće ni kutiju za leće vodom iz slavine.

Uvek operite i osušite ruke pre rukovanja sočivima.
Ne koristite ako pakiranje nije zapetačeno.
Kontaktna sočiva ne treba deliti sa drugim osobama.

UMETANJE LEĆA
Pre utemjanja provjerite da sočivo nije okrenuto nagnako.
Stavite sočivo na kažprst da biste proverili njegov oblik (Fig. 1 i Fig. 2).
Srednjim prstom povucite donjni očni kapak nadole.
Kažprstom druge ruke podignite gornji očni kapak.

Stavite sočivo na oko (Fig. 3).
Ponovite postupak za drugo oko.

VADENJE SOČIVA
Razvojite očne kapke srednjim prstom jedne i druge ruke.
Pogledajte prema gore i kažprstom donje ruke pomrite sočivo i podignite ga palcem i kažprstom (Fig. 4).
Ponovite postupak za drugo oko.

DEZINFKECIJA/POTAPANJE
Sočiva koja su nošena više puta mora biti očistiti i dezinfikovati uz striktno pridržavanje uputava.
na bočici s otvorom ili prema uputstvima vašeg oftalmologa.
Napomena: Sočiva za jednodnevnu upotrebu su namjenjena samo za jedno nošenje, a zatim se bacaju.

Ako su vše sočiva namenjena za jednodnevnu dnevno nošenje NEMOJTE ih nositi više od jednog puta.
Sočiva za jednodnevnu upotrebu nisu predviđena za čišćenje ili dezinfekciju i za nošenje više od jednog puta.

Sočiva za jednodnevnu upotrebu koja su nošena više od jednog puta se mogu očistiti i mogu vas izložiti
većem riziku od infekcije oka ili drugih problema koji su povezani sa održavanjem i konserćenjem kontaktnih sočiva.

AKO SE SOČIVA OSUŠE
Ponovo ih navlažite rastvorm za dezinfekciju, potapanje ili ispiranje a zatim ponovite korak za dezinfekciju/potapanje naveden gore.

اپنی ہدایت دوچار کر کے اسکل اس لئے
لا تخدم لینٹے لئے اور خفیہ اسکل اس لئے.
کوئی خلیل اسکل اس لئے ملائیں۔

وضع الماءات الاصناف
قبل وضع الماءات الاصناف، تأكيداً أن الماءات ليست متاحة على السلوى جيusto.
أضفوا على الماءات لفترة قصيرة ثم اغسلوا الماءات.
استخدم الماءات الاصناف في الماءات الاصناف، افتح الماءات الاصناف.
ويوضع الماءات الاصناف على الماءات الاصناف.

كر الماءات الاصناف بالنسبة للعين الأخرى.

كر الماءات الاصنaff بالنسبة للعين الأخرى.

كر الماءات الاصnaff بالنسبة للعين الأخرى.

