

**BRUKSANVISNING**

Syftet med den här broschyren är att informera användare av Bausch + Lomb (samfilcon A) hydrofila mjuka kontaktlinser om hur man bär och sköter sina linser.

Det gäller:

PRODUKTNAMN	MATERIAL	VATTENINNEHÅLL	LÖSNING I FÖRPACKNINGEN
Bausch + Lomb Ultra™ (samfilcon A) hanteringsfärgade kontaktlinser	samfilcon A	46% av vikten	Boratbuffrad koksaltlösning med poloxamin
Bausch + Lomb Ultra™ för astigmatism (samfilcon A) hanteringsfärgade kontaktlinser			
Bausch + Lomb Ultra™ för presbyopi (samfilcon A) hanteringsfärgade kontaktlinser			

**Beskrivning och bruk**

Dessa kontaktlinser är för dagligt bruk och ska bytas ut enligt det schema som fastställts av din optiker. Om du återanvänder linserna måste de rengöras, sköljas och desinficeras mellan urtagning och återinsättning.



Linserna levereras sterila och är av tillverkaren avsedda för återanvändning enligt optikers rekommenderade schema. De har ångsteriliserats.

ANVÄND INTE produkten om förpackningen är skadad eller öppnad.

**Anvisningar för insättning och uttagning**

Innan du hanterar linserna, tvätta och torka alltid händerna ordentligt och undvik tvål med läkemedel eller parfym. Lägg linsen i handflatan. Se till att linsen är vänd åt rätt håll.



Kontrollera linsen innan du sätter in den och använd den inte om den är repad eller skadad.

Ta ur linsen med rena och torra händer genom att med ett finger dra ned linsen till ögonvitan och sedan avlägsna den. Använd återfuktande ögondroppar om linsen är svår att avlägsna.

**Skötselansvisningar**

- Bibehåll friska ögon genom att rengöra och desinficera linserna mellan användning
- Använd endast linsvårdsprodukter för mjuka kontaktlinser enligt tillverkarens anvisningar
- Använd alltid linsvätskor som är nya och som inte har gått ut
- Använd inga andra lösningar så som kranvatten eller vatten i flaska eller saliv för att skölja, förvara eller återfukta linserna
- Se till att linserna alltid ligger helt nedsänkta i rekommenderad lösning när de inte används
- Kom ihåg att rengöra linsetuilet varje gång som du rengör dina linser
- Släng alltid bort linserna vid slutet av din optikers rekommenderade schema för användning
- Tvätta och skölj alltid händerna innan du hanterar linserna
- Låt ingen kosmetika, lotion, tvål, kräm eller parfymrat ämne komma in i ögat eller på linserna
- Använd aldrig vassa föremål eller naglar till att avlägsna linserna från sina behållare eller dina ögon

**Varningar och försiktighetsåtgärder**

Om du inte följer din optikers rekommenderade schema för användning och rengöring kan det leda till en större risk för allvarliga ögoninfektioner.

Använd inte kontaktlinser när du sover.

Använd inte kontaktlinser om du lider av:

- Allergi, inflammation, infektion eller rodnad i eller runt ögat
- Nedsatt hälsa som påverkar ögonen, t.ex. förkylning eller influensa
- En systemisk sjukdom som påverkar ögonen

Kontakta din optiker innan du använder kontaktlinser om du:

- lider av torra ögon (otillräcklig mängd tårvätska)
- deltar i vattensporter
- vistas i extremt torra eller dammiga miljöer
- använder ögonläkemedel

Avlägsna dina linser omedelbart om något av följande problem uppstår:

- Det sticker, bränner, kliar eller gör ont i ögonen eller ögonen känns irriterade
- Nedsatt komfort jämfört med tidigare användning
- Ovanlig utsöndring eller rikligt tårflöde från ögat
- Röda ögon
- Allvarligt eller ihållande torra ögon
- Nedsatt syn eller dimsyn
- Regnbågar eller ljusgloria runt ljus
- Ljuskänslighet

Om något av dessa symptom fortsätter efter att en lins tagits ut och en ny lins har satts in, avlägsna linsen och kontakta din optiker. Dessa symptom kan leda till mer allvarliga tillstånd om de ignoreras.

**Referensguide för symboler, märken och förpackningar**

Avgift betald för avfallshantering enligt 94/62/EG



Bausch & Lomb Incorporated  
1400 North Goodman Street  
Rochester NY 14609, USA



Bausch & Lomb Incorporated  
106 London Road  
Kingston-upon-Thames, KT2 6TN, UK

Datum för utfärdande: 2015-11-19



CE 0050

Temperaturbegränsning

Anger CE-märkningen och det anmälda organets nummer

®/™ betecknar varumärken som tillhör Bausch & Lomb Incorporated.

© Bausch & Lomb Incorporated.

Övriga produktnamn/märkesnamn är varumärken som tillhör respektive ägare.

8100401 / P9WW01/ 1502690