



## Biomedics 1 day Extra, 90-pk

Endagslinser från CooperVision

### Produktinformation

Du som använder 1-dags linser uppskattar säkert de många fördelarna och hur praktiskt det är. På morgonen, när dagen startar, så sätter du in ett fräscht par som du sedan kastar vid dagens slut. Enkelheten tillsammans med det överlägset mest hälsosamma alternativet gör denna lins till en favorit. Framför allt till barnen. Biomedics 1 Day Extra tillverkas i ett s.k. hydrogelmateriale som innehåller 55% vätska skapar tillsammans med konstruktionen där de rundade kanterna minskar den mekaniska påverkan på ögat.

### Korrigerar

Denna typ av lins korrigerar närsynt/översynthet. Rådfråga alltid din optiker.

### Hur skall jag använda linserna?

Biomedics 1 Day Extra är tillverkade för att bäras kan bäras under en hel dag. De ska tas ut och kastas när det är dags att sova och ersättas med ett nytt par följande dag.

### Råd vid rengöring

[Läs mer om hur du sköter dina linser.](#) (Öppnas i ny flik)

### Andra namn på samma lins

Hos optikerkedjorna säljs dessa linser under egna varumärken med namnen:


- Hos **Synsam** heter den Eye Q One-Day
- Hos **Specsavers** heter den Easyvision Daily Clarision
- Hos **Synoptik** heter den iWear DD Basic

Det är alltså exakt samma lins men där vi säljer tillverkarens originallins under dess rätta namn.

### Rådfråga din optiker

Kontakta din optiker om hur just du skall använda dina linser, och följ alltid din optikers ordination för hantering och användning.

<b>Antal linser i förp.</b>	90 st/box
<b>Baskurva</b>	8.6
	8.8
<b>Bytesfrekvens</b>	Varje dag
<b>Diameter</b>	14.2
<b>Hanteringsfärgad</b>	Ja
<b>In- och utmärkning</b>	Nej
<b>Linstyp</b>	Endagslinser
<b>Material</b>	Ocufilcon D
<b>Syrettransmission</b>	28 Dk/t
<b>Säljs även under namnen</b>	Easyvision Daily Clarision
	Eye Q One-Day
	iWear DD Basic
<b>Tillverkare</b>	CooperVision
<b>UV-skydd</b>	Nej
<b>Varumärke</b>	Biomedics
<b>Vätskehalt</b>	55%



LENSIA / Andit AB  
Tallbacksvägen 17  
423 61 Torshälla

Org.nr  
559205-8159  
VAT.nr  
SE559205815901

Bankgiro  
5867-9358

Internet  
www.lensia.se  
Epost  
support@lensia.se