



Biomedics 55 Evolution, 6-pk

Månadslinser från CooperVision

Produktinformation

Biomedics 55 Evolution är månadslinser från CooperVision. Linserna är utvecklade med ett aberrationsfritt system som ger förbättrad syn, speciellt i miljöer med ett dåligt ljus. Linsen ger alltså ett förbättrat mörkerseende. Använder du idag Frequency 55, Frequency 55 AB eller Frequency 55 UV så kan du lugnt konvertera till Biomedics 55 utan att besöka optikern.

Observera att baskurva 8,8 endast finns att välja med plusstyrka. Baskurva 8,6 och 8,9 finns endast i minusstyrka. Tänk på detta om din baskurva inte finns om du börjar med att ange PWR i listorna.

Korrigerar

Denna typ av lins korrigerar närsynt/översynthet. Rådfråga alltid din optiker.

Hur skall jag använda linserna?

Biomedics 55 Evolution kan bäras upp till 1 månad i sträck. För bästa komfort skall linserna tas ut på kvällen när du ska sova, rengöras med linsvätska och läggas i ett linsetui med linsvätska över natten. Efter 1 månad ersätter du dessa med ett nytt par.

Råd vid rengöring

[Läs mer om hur du sköter dina linser.](#) (Öppnas i ny flik)

Andra namn på samma lins


Hos optikerkedjorna säljs dessa linser under egna varumärken med namnen:

- Hos **Synsam** heter den Eye Q Premium
- Hos **Specsavers** heter den Easyvision Monthly Classic
- Hos **Synoptik** heter den iWear DR Comfort

Det är alltså exakt samma lins men där vi säljer tillverkarens originallins under dess rätta namn.

Rådfråga din optiker

Kontakta din optiker om hur just du skall använda dina linser, och följ alltid din optikers ordination för hantering och användning.



Antal linser i förp.	6 st/box
Baskurva	8.6 8.8 8.9
Bytesfrekvens	1 ggn/ månad
Diameter	14.2
Hanteringsfärgad	Ja
In- och utmärkning	Nej
Linstyp	Månadslinser
Material	Ocufilecon D
Syrettransmission	20 Dk/t
Säljs även under namnen	Eye Q Premium
Tillverkare	CooperVision
UV-skydd	Ja
Varumärke	Biomedics
Vätskehalt	55%

LENSIA / Andit AB
Tallbacksvägen 17
423 61 Torslanda

Org.nr
559205-8159
VAT.nr
SE559205815901

Bankgiro
5867-9358

Internet
www.lensia.se
Epost
support@lensia.se