



## Biomedics Toric, 6-pk

Toriska månadslinser från CooperVision

### Produktinformation

För användare som har behov av att korrigera astigmatism kan dessa toriska linser, Biomedics® toric från CooperVision vara ett bra alternativ. Linsen är tillverkad i ett s.k. hydrogelmaterial, korrigerar astigmatism och är till för dig som föredrar att byta linser en gång i månaden. Biomedics toric är kända för att ge en tydlig och skarp syn. Med sina slipade kanter och extremt stabila prestanda ger Biomedics toric kontaktlinser utmärkt, skarp syn och långvarig komfort.

### Korrigerar

Denna typ av lins korrigerar astigmatism. Rådfråga alltid din optiker.

### Hur skall jag använda linserna?

Biomedics Toric kan bäras upp till 1 månad i sträck. För bästa komfort skall linserna tas ut på kvällen när du ska sova, rengöras med linsvätska och läggas i ett linsetui med linsvätska över natten. Efter 1 månad ersätter du dessa med ett nytt par.

### Råd vid rengöring

[Läs mer om hur du sköter dina linser.](#) (Öppnas i ny flik)

### Andra namn på samma lins


Hos optikerkedjorna säljs dessa linser under egna varumärken med namnen:

- Hos **Synsam** heter den Eye Q Toric Classic

Det är alltså exakt samma lins men där vi säljer tillverkarens originallins under dess rätta namn.

### Rådfråga din optiker

Kontakta din optiker om hur just du skall använda dina linser, och följ alltid din optikers ordination för hantering och användning.



<b>Antal linser i förp.</b>	6 st/box
<b>Axel</b>	10 – 180
<b>Baskurva</b>	8.7
<b>Bytesfrekvens</b>	1 ggn/ månad
<b>Cylinder</b>	-0.75, -1.25, -1.75, -2.25
<b>Diameter</b>	14.5
<b>Hanteringsfärgad</b>	Ja
<b>In- och utmärkning</b>	Nej
<b>Linstyp</b>	Månadslinser Toriska linser
<b>Material</b>	Ocufilcon D
<b>Syrettransmission</b>	28 Dk/t
<b>Säljs även under namnen</b>	Eye Q Toric Classic
<b>Tillverkare</b>	CooperVision
<b>UV-skydd</b>	Ja
<b>Varumärke</b>	Biomedics
<b>Vätskehalt</b>	55%

LENSIA / Andit AB  
Tallbacksvägen 17  
423 61 Torslanda

Org.nr  
559205-8159  
VAT.nr  
SE559205815901

Bankgiro  
5867-9358

Internet  
www.lensia.se  
Epost  
support@lensia.se