

## FreshLook Dimensions, 6-pk

Färgade månadslinser från Alcon

### Produktinformation

Om du är ute efter att förändra din ögonfärg lite lätt, utan omvälvande förändringar, så kan FreshLook Dimensions vara något för dig. Genom att dom förstärker din naturliga ögonfärg passar dom dig som har en något ljusare ögonfärg

Observera att bilderna endast skall ses som en illustration och variationer förekommer beroende din egen ögonfärg. Vänligen notera att vi inte godkänner reklamationer p.g.a. missnöje med färgens överensstämmande.

### Korrigerar

Denna lins Denna typ av lins korrigerar närsynthet/översynthet.

### Hur skall jag använda linserna?

FreshLook Dimensions 6-pk kan användas under en månad i sträck. Linserna skall tas ut på kvällen, rengöras med linsvätska och läggas i ett linsetui med linsvätska över natten. Efter 1 månad ersätter du dessa med ett nytt par. Var dock noga med att alltid rådfråga din optiker om vilken bärtid som passar dina ögon bäst.

### Prova hur du ser ut


Genom att gå till FreshLooks Colors officiella hemsida kan du ladda upp ett foto på dig själv och testa hur linserna kommer att se ut på dig själv. [Gå till FreshLook Colors officiella hemsida.](#)

### Råd vid rengöring

[Läs mer om hur du sköter dina linser.](#) (Öppnas i ny flik)

### Rådfråga din optiker

Kontakta din optiker om hur just du skall använda dina linser, och följ alltid din optikers ordination för hantering och användning.



Caribbean Aqua

Pacific Blue

Sea Green

<b>Antal linser i förp.</b>	6 st/box
<b>Baskurva</b>	8.6
<b>Bytesfrekvens</b>	1 ggn/ månad
<b>Diameter</b>	14.5
<b>Hanteringsfärgad</b>	Ja
<b>In- och utmärkning</b>	Ja, med WJ, FL eller CV
<b>Linstyp</b>	Månadslinser Färgade linser
<b>Material</b>	Phemfilcon A
<b>Styrkeomfång (Pwr/Sphere)</b>	Se dropplisten under PWR
<b>Syrettransmission</b>	20 Dk/t
<b>Tillverkare</b>	Alcon
<b>UV-skydd</b>	Ja
<b>Varumärke</b>	FreshLook
<b>Vätskehalt</b>	55%