

FreshLook One-Day Color, 10-pk

Färgade endagslinser från Alcon

Produktinformation

Med FreshLook One-Day Color får du en endagslins och kan välja mellan fyra olika, härliga färger. Använder du Focus DAILIES kan du även använda denna lins när du vill förändra ditt utseende. Tänk på att bilderna endast är illustrerande och variationer kan förekomma beroende på ditt ögas naturliga färg. Vi kan tyvärr inte godkänna reklamation p.g.a. att färgen ej upplevs såsom på det sätt du hoppats.

Korrigerar

Denna typ av lins korrigerar närsynthet/översynthet men finns även i 0-styrka för dig som så önskar.

Hur skall jag använda linserna?

FreshLook One-Day color i 10-pk används som en dagslins och kastas efter dagens slut. Nästa morgon sätter du in ett nytt, fräscht par. Var dock noga med att alltid rådfråga din optiker om vilken bärtid som passar dina ögon bäst.

Prova hur du ser ut

Genom att gå till FreshLooks Colors officiella hemsida kan du ladda upp ett foto på dig själv och testa hur linserna kommer att se ut på dig själv. [Gå till FreshLook Colors officiella hemsida.](#)

Råd vid rengöring

[Läs mer om hur du sköter dina linser.](#) (Öppnas i ny flik)

Rådfråga din optiker

Kontakta din optiker om hur just du skall använda dina linser, och följ alltid din optikers ordination för hantering och användning.

Antal linser i förp.	10 st/box
Baskurva	8.6
Bytesfrekvens	Varje dag
Diameter	13.8
Hanteringsfärgad	Ja
In- och utmärkning	Nej
Linstyp	Endagslinser Färgade linser
Material	Nelfilcon A
Styrkeomfång (Pwr/Sphere)	Se dropplisten under PWR
Syrettransmission	26 Dk/t
Tillverkare	Alcon
UV-skydd	Nej
Varumärke	FreshLook
Vätskehalt	69%



Blue



Green



Grey



Pure Hazel