



## Proclear 1 day, 30-pk

Endagslinser från CooperVision

### Produktinformation

Proclear 1 day, som tillhör en produktfamilj från tillverkaren CooperVision med en PC-teknologi som innehåller ett material som är väldigt likt de ämnen som finns naturligt i människans cellmembran. Genom att dra till sig vätska från omgivningen hålls linserna fuktiga även efter 12 timmars kontinuerlig användning. Fosforylkolin som ämnet kallas bevarar komforten och ger en naturligare synupplevelse. Har du problem med att ögonen svider och är röda kan Proclear hjälpa dig till ett bättre linsbärande.

### Korrigerar

Denna typ av lins korrigerar närsynt/översynthet. Rådfråga alltid din optiker.

### Hur skall jag använda linserna?

Proclear 1 Day 30-pk är tillverkade för att bäras under en hel dag. De ska tas ut och kastas när det är dags att sova och ersättas med ett nytt par följande dag.

### Råd vid rengöring

[Läs mer om hur du sköter dina linser.](#) (Öppnas i ny flik)

### Andra namn på samma lins

Hos optikerkedjorna säljs dessa linser under egna varumärken med namnen:

- Hos **Synsam** heter den Eye Q One-Day Premium
- Hos **Specsavers** heter den Easyvision Elite OneDay eller Easyvision Daily Vision

Det är alltså exakt samma lins men där vi säljer tillverkarens originallins under dess rätta namn.

### Rådfråga din optiker

Kontakta din optiker om hur just du skall använda dina linser, och följ alltid din optikers ordination för hantering och användning.



<b>Antal linser i förp.</b>	30 st/box
<b>Baskurva</b>	8.7
<b>Bytesfrekvens</b>	Varje dag
<b>Diameter</b>	14.2
<b>Hanteringsfärgad</b>	Ja
<b>In- och utmärkning</b>	Nej
<b>Linstyp</b>	Endagslinser
<b>Material</b>	Omafilcon A
<b>Styrkeomfång (Pwr/Sphere)</b>	Se dropplisten under PWR
<b>Syretransmission</b>	28 Dk/t
<b>Tillverkare</b>	CooperVision
<b>UV-skydd</b>	Nej
<b>Varumärke</b>	Proclear
<b>Vätskehalt</b>	60%

LENSIA / Andit AB  
Tallbacksvägen 17  
423 61 Torshälla

Org.nr  
559205-8159  
VAT.nr  
SE559205815901

Bankgiro  
5867-9358

Internet  
www.lensia.se  
Epost  
support@lensia.se