



Proclear Sphere, 6-pk

Sfäriska månadslinser från CooperVision

Produktinformation

Har du torra ögon? Sitter du lång tid framför bildskärmen? Har du provat Proclear Sphere från CooperVision? Om inte kanske det är dags. Med hjälp av PC Teknologin bevarar linsen 96% av fukten under dagen och ger dig möjlighet att använda dina kontaktlinser under hela dagen utan att besväras av torra eller trötta ögon.

Naturlig motverkan mot torrhet

Tack vare CooperVisions PC Technology™ blir vattenmolekylerna en del av din Proclear Sphere kontaktlinn, vilket motverkar torrhet på ett naturligt sätt.

Korrigerar

Denna typ av lins korrigerar närsynthet/långsynthet. Rådfråga alltid din optiker.

Hur skall jag använda linserna?

Proclear Sphere kan bäras upp till 1 månad i sträck. För bästa komfort skall linserna tas ut på kvällen när du ska sova, rengöras med linsvätska och läggas i ett linsetui med linsvätska över natten. Efter 1 månad ersätter du dessa med ett nytt par.

Råd vid rengöring

[Läs mer om hur du sköter dina linser.](#) (Öppnas i ny flik)

Andra namn på samma lins

Hos optikerkedjorna säljs dessa linser under egna varumärken med namnen:

- Hos **Specsavers** heter den Easyvision All Day

Det är alltså exakt samma lins men där vi säljer tillverkarens originallins under dess rätta namn.

Rådfråga din optiker

Kontakta din optiker om hur just du skall använda dina linser, och följ alltid din optikers ordination för hantering och användning.



Antal linser i förp.	6 st/box
Baskurva	8.6
Bytesfrekvens	1 ggn/ månad
Diameter	14.2
Hanteringsfärgad	Ja
In- och utmärkning	Nej
Linstyp	Månadslinser
Material	Omafilcon B
Styrkeomfång (Pwr/Sphere)	Se dropplisten under PWR
Syrettransmission	42 Dk/t
Säljs även under namnen	Easyvision All Day
Teknologier	PC Technology
Tillverkare	CooperVision
UV-skydd	Nej
Varumärke	Proclear
Vätskehalt	62%

LENSIA / Andit AB
Tallbacksvägen 17
423 61 Torslanda

Org.nr
559205-8159
VAT.nr
SE559205815901

Bankgiro
5867-9358

Internet
www.lensia.se
Epost
support@lensia.se