



## Proclear Toric 6-pk

Toriska månadslinser från CooperVision

### Produktinformation

Proclear Toric ingår i Proclear-familjen från CooperVision. Linserna är speciellt anpassade dig med torra och trötta ögon. Med hjälp av PC Teknologin bevarar linsen 96% av fukten och ger dig möjlighet att använda dina kontaktlinser under hela dagen utan att besväras av torra eller trötta ögon.

### Naturlig motverkan mot torrhet

Tack vare CooperVisions PC Technology™ blir vattenmolekylerna en del av din Proclear Toric kontaktlinse, vilket motverkar torrhet på ett naturligt sätt.

### Korrigerar

Denna typ av lins korrigerar astigmatism. Rådfråga alltid din optiker.

### Hur skall jag använda linserna?

Proclear Toric kan bäras upp till 1 månad i sträck. För bästa komfort skall linserna tas ut på kvällen när du ska sova, rengöras med linsvätska och läggas i ett linsetui med linsvätska över natten. Efter 1 månad ersätter du dessa med ett nytt par.

### Råd vid rengöring

[Läs mer om hur du sköter dina linser.](#) (Öppnas i ny flik)

### Rådfråga din optiker

Kontakta din optiker om hur just du skall använda dina linser, och följ alltid din optikers ordination för hantering och användning.



<b>Antal linser i förp.</b>	6 st/box
<b>Axel</b>	10 – 180
<b>Baskurva</b>	8.8
<b>Bytesfrekvens</b>	1 ggn/ månad
<b>Cylinder</b>	-0.75, -1.25, -1.75, -2.25
<b>Diameter</b>	14.4
<b>Hanteringsfärgad</b>	Nej
<b>In- och utmärkning</b>	Ja
<b>Linstyp</b>	Månadslinser Toriska linser
<b>Material</b>	Omafilcon A
<b>Styrkeomfång (Pwr/Sphere)</b>	Se dropplisten under PWR
<b>Syretransmission</b>	30 Dk/t
<b>Tillverkare</b>	CooperVision
<b>UV-skydd</b>	Nej
<b>Varumärke</b>	Proclear
<b>Vätskehalt</b>	62%

LENSIA / Andit AB  
Tallbacksvägen 17  
423 61 Torshälla

Org.nr  
559205-8159  
VAT.nr  
SE559205815901

Bankgiro  
5867-9358

Internet  
www.lensia.se  
Epost  
support@lensia.se