



Proclear Toric 6-pk

Toriska månadslinser från CooperVision

Produktinformation

Proclear Toric ingår i Proclear-familjen från CooperVision. Linserna är speciellt anpassade dig med torra och trötta ögon. Med hjälp av PC Teknologin bevarar linsen 96% av fukten och ger dig möjlighet att använda dina kontaktlinser under hela dagen utan att besväras av torra eller trötta ögon.

Naturlig motverkan mot torrhet

Tack vare CooperVisions PC Technology™ blir vattenmolekylerna en del av din Proclear Toric kontaktlinse, vilket motverkar torrhet på ett naturligt sätt.

Korrigerar

Denna typ av lins korrigerar astigmatism. Rådfråga alltid din optiker.

Hur skall jag använda linserna?

Proclear Toric kan bäras upp till 1 månad i sträck. För bästa komfort skall linserna tas ut på kvällen när du ska sova, rengöras med linsvätska och läggas i ett linsetui med linsvätska över natten. Efter 1 månad ersätter du dessa med ett nytt par.

Råd vid rengöring

[Läs mer om hur du sköter dina linser.](#) (Öppnas i ny flik)

Rådfråga din optiker

Kontakta din optiker om hur just du skall använda dina linser, och följ alltid din optikers ordination för hantering och användning.



| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Antal linser i förp. | 6 st/box |
| Axel | 10 – 180 |
| Baskurva | 8.8 |
| Bytesfrekvens | 1 ggn/ månad |
| Cylinder | -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 |
| Diameter | 14.4 |
| Hanteringsfärgad | Nej |
| In- och utmärkning | Ja |
| Linstyp | Månadslinser Toriska linser |
| Material | Omafilcon A |
| Styrkeomfång (Pwr/Sphere) | Se dropplisten under PWR |
| Syretransmission | 30 Dk/t |
| Tillverkare | CooperVision |
| UV-skydd | Nej |
| Varumärke | Proclear |
| Vätskehalt | 62% |

LENSIA / Andit AB
Tallbacksvägen 17
423 61 Torslanda

Org.nr
559205-8159
VAT.nr
SE559205815901

Bankgiro
5867-9358

Internet
www.lensia.se
Epost
support@lensia.se