

## PureVision Toric For Astigmatism, 6-pk

Dygnet-runt/ månadslinser från Bausch + Lomb

### Produktinformation

PureVision® utgår den 1 januari 2018. Se till att byta ut/upgradera till den modernare PureVision®2 HD For Astigmatism, 6-pk.

Med dygnet-runt linser från Bausch + Lomb förbättrar du synskärpan och får en lins som är tillverkad av ett AerGel-material. Detta släpper igenom syre och undviker ansamlingar av s.k. lipidavlagringar som annars kan leda till infektioner i ögat. Linsens rundade kanter gör att den följer ögats rörelser och du slipper rubbningar, s.k. sfärisk aberration, som kan störa din synskärpa.

### Korrigerar

Denna typ av lins korrigerar brytningsfel (astigmatism)

### Hur skall jag använda linserna?

PureVision® Toric For ASTIGMATISM, 6-pk kan du bära dygnet runt, även när du sover, upp till en (1) månad. Kom ihåg att ändå ha linsvätska hemma för att kunna rengöra dina linser om dom skulle bli obekväma. Var dock noga med att alltid rådfråga din optiker om vilken bärtid som passar dina ögon bäst.

### Råd vid rengöring

[Läs mer om hur du sköter dina linser.](#) (Öppnas i ny flik)

### Rådfråga din optiker

Kontakta din optiker om hur just du skall använda dina linser, och följ alltid din optikers ordination för hantering och användning.



<b>Antal linser i förp.</b>	6 st/box
<b>Axel</b>	10 – 180
<b>Baskurva</b>	8.7
<b>Bytesfrekvens</b>	1 ggn/ månad 1-2 veckor
<b>Cylinder</b>	-0.75, -1.25, -1.75, -2.25
<b>Diameter</b>	14.0
<b>Hanteringsfärgad</b>	Ja
<b>In- och utmärkning</b>	Nej
<b>Linstyp</b>	Månadslinser Toriska linser
<b>Material</b>	Balafilcon A
<b>Styrkeomfång (Pwr/Sphere)</b>	Se dropplisten under PWR
<b>Syretransmission</b>	101 Dk/t
<b>UV-skydd</b>	Nej
<b>Varumärke</b>	PureVision®
<b>Vätskehalt</b>	36%