



Biomedics 1 day Extra, 30-pk

Endagslinser från CooperVision

Produktinformation

Du som använder 1-dags linser uppskattar säkert de många fördelarna och hur praktiskt det är. På morgonen, när dagen startar, så sätter du in ett fräscht par som du sedan kastar vid dagens slut. Enkelheten tillsammans med det överlägset mest hälsosamma alternativet gör denna lins till en favorit. Framför allt till barnen. Biomedics 1 Day Extra tillverkas i ett s.k. hydrogelmateriale som innehåller 55% vätska skapar tillsammans med konstruktionen där de rundade kanterna minskar den mekaniska påverkan på ögat.

Korrigerar

Denna typ av lins korrigerar närsynt/översynthet. Rådfråga alltid din optiker.

Hur skall jag använda linserna?

Biomedics 1 Day Extra är tillverkade för att bäras kan bäras under en hel dag. De ska tas ut och kastas när det är dags att sova och ersättas med ett nytt par följande dag.

Råd vid rengöring

[Läs mer om hur du sköter dina linser.](#) (Öppnas i ny flik)

Andra namn på samma lins

Hos optikerkedjorna säljs dessa linser under egna varumärken med namnen:

- Hos **Synsam** heter den Eye Q One-Day
- Hos **Specsavers** heter den Easyvision Daily Clarision
- Hos **Synoptik** heter den iWear DD Basic

Det är alltså exakt samma lins men där vi säljer tillverkarens originallins under dess rätta namn.

Rådfråga din optiker

Kontakta din optiker om hur just du skall använda dina linser, och följ alltid din optikers ordination för hantering och användning.



Antal linser i förp.	30 st/box
Baskurva	8.6
	8.8
Bytesfrekvens	Varje dag
Diameter	14.2
Hanteringsfärgad	Ja
Linstyp	Endagslinser
Material	Ocufilcon D
Syretransmission	28 Dk/t
Säljs även under namnen	Easyvision Daily Clarision
	Eye Q One-Day
	iWear DD Basic
Tillverkare	CooperVision
UV-skydd	Nej
Varumärke	Biomedics
Vätskehalt	55%

LENSIA / Andit AB
Tallbacksvägen 17
423 61 Torslanda

Org.nr
559205-8159
VAT.nr
SE559205815901

Bankgiro
5867-9358

Internet
www.lensia.se
Epost
support@lensia.se